

AEROtreat®

Komponenten zur Sauerstoff-Behandlung

Konfigurationsmöglichkeiten Tragbar | Fahrbar

Ihre individuelle Produktlösung



HUM
Systems for Life®

AEROtreat® - Komponenten zur Sauerstoff-Behandlung | Tragbar - Mit Tasche

Einzelkomponenten zur individuellen Zusammenstellung tragbarer Sauerstoff-Geräte für den mobilen Einsatz und zur kurzfristigen Sauerstoffgabe. Mögliche Konfiguration mit unterschiedlichen AEROWay® - Fast oder AEROWay® - Fix | Druckminderern sowie Sauerstoff-Flaschen.

Beispielkonfiguration für Ihre individuelle Produktlösung*

- AEROtreat® - Tragetasche, mit Schulter- und Rückentragegurt, aus Polyester, schwarz ❶
- AEROpert® - Sauerstoff-Maske, mit 2 m O₂-Schlauch ❷
- AEROWay® - Fast Druckminderer 1 l/min | 5 l/min | 15 l/min, stufenweise einstellbar oder AEROWay® - Fix | Druckminderer 4 l/min | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min, mit fest eingestelltem Flow ❸
- Sauerstoff-Flasche aus Stahl oder Aluminium ❹

Kurzfristige dosierbare Sauerstoff-Inhalation | Für Therapie und Notfall



HSM11-E



Fast

HDM01-1 | 5 | 15



Fix |

HDM03-4 | 6 | 8 | 10



HFL11-2 | 2-LA | 08



Beispielhafte Darstellung Tragbare Konfiguration*

Weiteres Zubehör für die Sauerstoff-Versorgung liefern wir Ihnen auf Wunsch gleich mit - mehr dazu im Kapitel AEROpert®!

*Bestellung und Lieferung nicht als Set, sondern nur als Einzelkomponenten möglich

AERObreat® - Komponenten zur Sauerstoff-Behandlung | Fahrbar - Inhalation

Einzelkomponenten zur individuellen Zusammenstellung fahrbarer Sauerstoff-Standgeräte sowie Armaturen ② - ⑤.
Mögliche Konfiguration mit unterschiedlichen AERObway® - Fast oder AERObway® - Fine Druckminderern.

Beispielkonfiguration für Ihre individuelle Produktlösung*

- AERObreat® - Gasflaschenfahrgestell ①
- AERObpart® - Sauerstoff-Maske, mit 2 m O₂-Schlauch ②
- AERObpart® - Sauerstoff-Brille, gerade, klar ③
- AERObpart® - Atemgasbefeuchter, für den Einmalgebrauch ④
- AERObway® - Fast Druckminderer 1 l/min | 5 l/min | 15 l/min, stufenweise einstellbar oder AERObway® - Fine Druckminderer 15 l/min, stufenlos einstellbar ⑤
- Sauerstoff-Flasche 10 l ⑥
- Flaschenmantel, 3-teilig ⑦

Für fahrbare Sauerstoff-Standgeräte | Zur Inhalation



Weiteres Zubehör für die Sauerstoff-Versorgung liefern wir Ihnen auf Wunsch gleich mit - mehr dazu im Kapitel AERObpart®!

*Bestellung und Lieferung nicht als Set, sondern nur als Einzelkomponenten möglich

AEROtreat® - Komponenten zur Sauerstoff-Behandlung

Fahrbar - Inhalation, Absaugung und Beatmung

Einzelkomponenten zur individuellen Zusammenstellung fahrbarer Sauerstoff-Standgeräte für Pflege und Notfall.
Zur Inhalation sowie für die dosierbare Absaugung und Beatmung.

Beispielkonfiguration für Ihre individuelle Produktlösung*

- AEROtreat® - Gasflaschenfahrgestell ①
- AEROtreat® - Normschiene, gebogen und Wandschienenklau ② ③
- AEROpart® - Sauerstoff-Maske, mit 2 m O₂-Schlauch und Reservoirbeutel ④
- AEROpart® - Atemgasbefeuchter, wiederverwendbar ⑤
- AEROway® - Fast 15-PSB-Druckminderer 15 l/min, mit fest eingestelltem Abgang und DIN-Kupplung 4,5 bar | 120 l/min ⑥
- AEROsuc® - Absauginjektor, stufenlos dosierbar bis 800 mbar ⑦
- AEROsuc® - Absauggefäß 1000 ml ⑧
- AERObag® - Beatmungsbeutel Silikon, Beatmungsmaske Gr. 5 ⑨, 2 m O₂-Schlauch und Reservoirbeutel
- Sauerstoff-Flasche 10 l ⑩
- Flaschenmantel, 3-teilig ⑪

Für fahrbare Sauerstoff-Standgeräte | Zur Inhalation, Absaugung und Beatmung



*Bestellung und Lieferung nicht als Set, sondern nur als Einzelkomponenten möglich. Absauggefäß ohne Schlauchset.



Weiteres Zubehör für die Sauerstoff-Versorgung, Absaugung und Beatmung liefern wir Ihnen auf Wunsch gleich mit - mehr dazu in den Kapiteln AEROpart®, AEROsuc® und AERObag®!

Beispielhafte Darstellung Fahrbare Konfiguration
Inhalation, Absaugung* | Mit AEROway® - Fast 15-V



Alternative Konfiguration



Absaugung fest eingestellt
regelbar auf / zu

HDM01-15-V

Fast 15-V, zusätzlicher Abgang Absauginjektor

*Bestellung und Lieferung nicht als Set, sondern nur als Einzelkomponenten möglich. Absauggefäß ohne Schlauchset.

AEROtreat® - Komponenten zur Sauerstoff-Behandlung | Mit Tragevorrichtung

Einzelkomponenten zur individuellen Zusammenstellung mobiler Sauerstoff-Geräte mit Tragevorrichtung.
Mögliche Konfiguration mit AEROWay® - Druckminderern sowie 2 Liter Sauerstoff-Flasche.

Beispielkonfiguration für Ihre individuelle Produktlösung*

- AEROtreat® - Tragevorrichtung für 2 l Sauerstoff-Flaschen, mit Klaue für Normschiene oder Krankenhausbett
- AEROpact® - Sauerstoff-Maske, mit 2 m O₂-Schlauch und Reservoirbeutel
- AEROWay® - Fast 15-PS Druckminderer, 0 - 15 l/min (HDM01-15-PS), separater Abgang DIN-Kupplung 13260
- Sauerstoff-Flasche 2 l

Für Anwendungen mit Tragevorrichtung | Inhalation



Beispielhafte Darstellung
Konfiguration mit Tragevorrichtung*

AEROtreat® - Komponenten zur Sauerstoff-Behandlung | Mit Doppel-Tragevorrichtung

Einzelkomponenten zur individuellen Zusammenstellung mobiler Sauerstoff-Geräte mit Doppel-Tragevorrichtung.
Mögliche Konfiguration mit AEROWay® - Druckminderern sowie 2 Liter Sauerstoff-Flasche.

Beispielkonfiguration für Ihre individuelle Produktlösung*

- AEROtreat® - Tragevorrichtung für 2 l Sauerstoff-Flaschen, mit Klaue für Normschiene oder Krankenhausbett plus zusätzlicher Schiene für z.B. Absauggefäß mit Halterung
- AEROpact® - Sauerstoff-Maske, mit 2 m O₂-Schlauch und Reservoirbeutel
- AEROWay® - Fast Druckminderer 15 l/min (HDM01-15-V), zusätzlicher Abgang Anschraubinjektor, Absaugung regelbar auf / zu
- AEROSuc® - Absauggefäß 1000 ml
- Wandschienenklaue HWS01-KLEK, mit Einschub für Wandhalterung
- Sauerstoff-Flasche 2 l

Für Anwendungen mit Tragevorrichtung | Inhalation und Absaugung



Beispielhafte Darstellung
Konfiguration mit Doppel-Tragevorrichtung*

AEROtreat® - Tragevorrichtungen

Tragevorrichtungen für 2 Liter Sauerstoff-Flaschen, mit Klaue für die Befestigung an einer Normschiene oder einem Krankenhausbett. Sowohl als Ausführung nur für die Aufnahme einer Sauerstoff-Flasche als auch mit zusätzlicher Schiene für DIN-Klaue zur Geräteaufnahme, für z.B. Absauggefäß mit Halterung.

1



Maße (B x H x T): 190 x 390 x 120 mm

2



Maße (B x H x T): 400 x 495 x 150 mm

Bezeichnung	Artikelnummer
AEROtreat® - TP 12	① HTP01-2

Bezeichnung	Artikelnummer
AEROtreat® - TP 22S	② HTP02-2S

*Bestellung und Lieferung nicht als Set, sondern nur als Einzelkomponenten möglich. Absauggefäß ohne Schlauchset.

AERObreat® - Tragetaschen und Transportcaddy



+ Zubehör - Tragbare Geräte

Tragetaschen mit Schulter- und Rückentragergurt sowie Transportcaddy mit höhenverstellbarem Griff und Leichtlaufrollen.



Material	Farbe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Artikelnummer
Polyester	Schwarz	ca. 48 x 22 x 11 cm	ca. 0,9 kg	① HT01
Nylon	Schwarz	ca. 25 x 50 x 13 cm	ca. 1,6 kg	② HT02-OBH
Metall	Weiß	ca. 32 x 80 x 32 cm, höhenverstellbar bis 100 cm	ca. 4,0 kg	③ HC01

AERObreat® - Gasflaschenfahrgestell | Flaschenmantel | Normschiene



+ Zubehör - Fahrbare Geräte

Gasflaschenfahrgestell für fahrbare Sauerstoff-Standgeräte, Flaschenmantel und Normschiene.



Artikelbeschreibung	Artikelnummer
Gasflaschenfahrgestell mit Standrohr aus Stahl sowie Fußkreuz aus Guss Aluminium, pulverbeschichtet, mit 5 lenkbaren Rollen, Ø 50 mm. Transportsichere Fixierung über stabile Aufnahmeschale und Prisma mit Sicherheitsgurt, für 10 l Sauerstoff-Flaschen	① HFG01
Flaschenmantel für 10 Liter O ₂ -Flaschen, weiß, mit Abdeckung und Aussparung für Flaschenventil bzw. Druckminderer	② HFM01
Normschiene, gebogen aus Edelstahl sowie Klemmschelle aus Stahl, pulverbeschichtet. Für das Anbringen von Zubehörteilen an das Gasflaschenfahrgestell, z.B. Absaugbehälter	③ HFG01-GS



HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH
Zum Pier 79 | 44536 Lünen | Germany
FON +49 (0)231 880885-0 | FAX +49 (0)231 880885-58
E-Mail: sales@hum-online.de | <https://www.hum-online.de>

ID 7497722 Rev. 1.0 / 01.2024

Auszug aus dem Katalog:
Digital - ID 4711451 Rev. 1.0
Print - ID 4769763 Rev. 1.0

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
© HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH